

VIKTIG: Husk å synkronisere Dexcom, Libre etc. med Glooko senest dagen før du skal til konsultasjon!

Her er 3 korte instruksjonsvideoer som viser hvordan du kan

1. Koble sensor eller insulinpumpe til Glooko. Pro-Connect kode: nosenter [Se film](#)
2. Koble diabetesutstyr til Glooko-appen og dele data med ditt diabetes behandlingsteam. Pro-Connect kode: nosenter [Se film](#)
3. Koble Freestyle Libre sensor til Libre View og dele data med ditt diabetes behandlingsteam. Delingskode: nosenter [Se film](#)

Data fra Medtronic 780 G lastes enklest opp til CareLink ved å bruke MiniMed Mobile-appen på smarttelefon, som automatisk skal synkronisere pumpen med skyen.

Alternativt kan du bruke datamaskin med CareLink Uploader og en blå USB-adapter (enhetstilkobling) for å laste opp manuelt.

Adapter kan fås hos NDS eller bestilles fra Medtronic

[Hvordan laste data fra CareLink Medtronic 780 G insulinpumpe](#)

Slik gjør du det:

- **Via MiniMed Mobile-appen (Anbefalt)**

1. Installer MiniMed Mobile-appen på telefon og koble den til 780 G-pumpen via Bluetooth
2. Data overføres automatisk fra Pumpe til appen, og deretter til CareLink-systemet.
3. Sørg for at appen har tilgang til internett for synkronisering

- **Via PC/Mac (CareLink Personal)**

1. Logg på din CareLink Personal-konto på en datamaskin
2. Last ned og installer CareLink Uploader-programvaren
3. Koble din 780 G-pumpe til datamaskinen ved hjelp av den spesielle USB-enheten (blå adapter)
4. Følg instruksjonene på skjermen for å starte opplastningen

Slik deler du din CareLink Personal-konto med ditt helsepersonell/klinikk

1. **Oppgi informasjon:** Gi CareLink Personal-brukernavnet ditt til din diabetessykepleier
2. **Helsepersonell ber om tilgang:** Klinikken ber om tilkobling via sin CareLink-konto.
3. **Godkjenn kobling:** Du mottar en e-post, logger inn på din CareLink-konto, og velger «Godkjenn» under fanen «Deling av data».

Andre tilkoblingsmuligheter:

- **InPen:** I InPen-appen gå til *Innstillinger > Tilkoblinger > InPen-rapporter* i *CareLink* for å koble til.
- **CareLink Connect-app:** Følg instruksjonene for å opprette en behandlingspartnerkonto. Appen gir ingen direkte terapi eller behandling, men er et valgfritt verktøy som behandlingspartner/Klinikken kan bruke til å gjennomgå informasjon/rapporter som er lastet opp fra Medtronic 780 G- pumpe og/eller InPen

NDS sin klinikk kode er: 24581